



日立氨基酸分析仪配套试剂

缓冲液、显色液、氨基酸标准溶液

目前国内使用的日立氨基酸分析仪的型号主要为L-8500型、L-8500A型、L-8800型、L-8900型等。配套试剂分为：缓冲液(包括再生液)，显色液和氨基酸混合标准溶液。

缓冲液

PH系列: 适用于蛋白质水解产物分析

634-12471	MCI Buffer L-8500-PH-1	1L×2
631-12481	MCI Buffer L-8500-PH-2	1L×2
638-12491	MCI Buffer L-8500-PH-3	1L×2
631-12501	MCI Buffer L-8500-PH-4	1L×2
638-12511	MCI Buffer L-8500-PH-RG	1L×2
608-07461	MCI Buffer L-8500-PH Kit (包含: PH-1 1L*2, PH-2 1L*1, PH-3 1L*1, PH-4 1L*2, PH-RG 1L*1)	1 kit

上述缓冲液和再生液用于蛋白质水解产物的氨基酸分析，日立氨基酸分析仪L-8900、L-8800(A)、L-8500(A)适用，无需进一步微调pH或稀释，即开即用。

PF系列: 适用于生物液体分析

639-12421	MCI Buffer L-8500-PF-1	1L×2
636-12431	MCI Buffer L-8500-PF-2	1L×2
633-12441	MCI Buffer L-8500-PF-3	1L×2
630-12451	MCI Buffer L-8500-PF-4	1L×2
637-12461	MCI Buffer L-8500-PF-RG	1L×2
605-07471	MCI Buffer L-8500-PF Kit (包含: PF-1 1L*2, PF-2 1L*1, PF-3 1L*1, PF-4 1L*2, PF-RG 1L*1)	1 kit

上述缓冲液和再生液用于生物液体的氨基酸分析，日立氨基酸分析仪L-8900、L-8800(A)、L-8500(A)适用，无需进一步微调pH或稀释，即开即用。

显色液

299-70501	Ninhydrin Coloring Solution Kit for HITACHI 日立氨基酸分析仪配套茚三酮显色液	2L
-----------	---	----

氨基酸混合标准溶液

013-08391	Amino Acids Mixture Standard Solution, Type H 氨基酸混合标准溶液, H型	5mL
015-14461	Amino Acids Mixture Standard Solution, Type AN-2 氨基酸混合标准溶液, AN-2型	5mL
016-08641	Amino Acids Mixture Standard Solution, Type B 氨基酸混合标准溶液, B型	5mL

氨基酸混合标准溶液, 可用于氨基酸自动分析仪或高效液相色谱进行氨基酸成分的分析或测序。

西宝生物科技(上海)股份有限公司
Seebio Biotech (Shanghai) CO., Ltd.

总机: 021-50272975
客服电话: 13917439331
邮箱: market@seebio.cn

官网: www.seebio.cn
商城: mall.seebio.cn
QQ: 1850926438



西宝官微



西宝官网